

Accu-chek Mobile en Accu-chek Fastclix

Accu-chek Mobile

Het plaatsen van de teststrips

1. Schuif het afdekkapje aan de onderzijde van de bloedglucosemeter naar links.
2. Draai de bloedglucosemeter om.
3. Ontgrendel de deksel van het cassettecompartiment door middel van het schuifje aan de zijkant.
4. De deksel springt vanzelf open. Open de deksel volledig.
5. Haal de cassette uit de verpakking en plaats de cassette.
6. Sluit de deksel van het cassettecompartiment en druk deze dicht.
7. Sluit het afdekkapje aan de onderzijde.
8. De nog beschikbare teststrips zijn op het display af te lezen.
9. Na plaatsen zijn de teststrips 90 dagen houdbaar. Na deze 90 dagen kunt u de teststrips niet meer gebruiken. Totdat u een nieuwe cassette heeft geplaatst, doet deze het niet.

Het meten van de bloedglucose waarde

1. Was en droog uw handen.
2. Zet de bloedglucosemeter aan door het afdekkapje aan de onderzijde naar links te schuiven.
3. Span de prikpen en verkrijg bloed.
4. Breng het bloed aan op de teststrip aan de onderzijde van de bloedglucosemeter.
5. Schuif het afdekkapje aan de onderzijde weer dicht.
6. Na 5 seconde verschijnt de uitslag op het display.
7. Noteer de gegevens in uw diabetesdagboekje.

Accu-chek Fastclix

Aan uw bloedglucosemeter zit een prikpen bevestigd. U kunt deze ook los koppelen door op de achterzijde van de bloedglucosemeter het schuifje opzij te duwen. De prikpen is nu al schuivend naar beneden los te koppelen.

1. Was en droog uw handen.
2. Trek de dop aan de voorzijde van de prikpen af.
3. Plaats de lancettenhouder met de witte kant in de prikpen.
4. Plaats de dop weer op de prikpen, let daarbij op de uitsparing.
5. Stel de prikdiepte in door aan de dop te draaien.
6. Hoe hoger het cijfer hoe dieper er geprikt wordt.
7. Zorg dat uw bloedglucosemeter gereed is om te kunnen meten.
8. Duw de prikpen tegen de zijkant van de vingertop.
9. Druk de knop aan de bovenkant van de prikpen in.
10. Voor een nieuw naaldje beweegt u het hendeltje op de prikpen naar rechts en weer terug.
11. Als alle 6 lancetten gebruikt zijn, de lancettenhouder verwijderen en weggooien. Dit mag bij het huisvuil.