

Accu-chek Performa met softclicx

Het meten van de bloedglucosewaarde:

- Was en droog uw handen.
- Trek de dop aan de voorzijde van de prikpen af.
- Plaats de lancettenhouder met de platte kant in de prikpen.
- Draai het beschermkapje van de lancet af, door te draaien en te trekken.
- Plaats de dop weer op de prikpen, let daarbij op de uitsparing.
- Stel de prikdiepte in door aan de dop te draaien. Hoe hoger het cijfer hoe dieper er geprikt wordt.
- Druk de knop van de prikpen aan de achterzijde volledig in, in de doorzichtige prikknop ziet u een gele punt.
- Haal een teststrip uit het potje en sluit het deksel.
- De meter gaat automatisch aan bij het plaatsen van de teststrip.
- Zodra de teststrip met knipperende druppel bloed zichtbaar wordt is uw meter klaar voor gebruik.
- Plaats de prikpen tegen de zijkant van uw vingertop en druk op de gele knop. Houd de druppel bloed tegen de strip aan en laat nu uw bloed opzuigen in de teststrip.
- Na 5 seconden verschijnt de uitslag op het display.
- Noteer de gegevens in uw dagboekje.
- Verwijder de teststrip en gooi deze bij het huisafval.
- De bloedglucosemeter schakelt vanzelf uit.
- De teststrips zijn houdbaar tot de vervaldatum op het potje.
- Verwijder de dop van uw prikpen en houd deze boven de naaldencontainer. Schuif het deel waar de naald in zit naar voren en uw naald wordt uitgeschoten.
- Plaats de dop weer op de prikpen.