

Instructie Klikstar

- Klaarzetten voor gebruik:
 - Klikstar
 - Naald
- Handen wassen.
- Naald erop doen - beschermdopjes eraf halen.
- Bij iedere injectie eerst:
 - De doseerdosis op 2 zetten
 - Houd de insulinepen met de naald naar boven vast
 - Druk op de doseerknop, er hoort een druppel insuline uit de naald te komen
 - Indien niet => HERHALEN
- Draai de doseerknop op de benodigde hoeveelheid.
- Spuiten:
 - In buik of been
 - Doseerknop geheel en rustig indrukken
 - 10 seconden wachten
 - Naald eruit halen
- Naald eraf halen en in afvalbox doen.
- Opbergen: controleren of er nog voldoende insuline in zit voor de volgende injectie.

Het vervangen van de penvulling van de Klikstar

- Draai de penvulling houder met een kwart slag van de penschacht los.
- Verwijder de lege penvulling.
- Plaats een nieuwe penvulling in de penvulling houder. De gekleurde dop eerst.
- Draai de penvulling houder met een kwart slag vast aan de pen schacht; de zwarte zuigerstang gaat daarbij vanzelf terug.