

Flextouch instructie

- Klaarzetten voor gebruik:
 - Naaldje
 - Flextouch
- Controleer, voordat u begint, de naam en sterkte op het etiket om er zeker van te zijn dat het de juiste insulinesoort in de juiste sterkte is.
- Handen wassen.
- Naald erop doen - beschermdopjes eraf halen.
- Bij iedere injectie eerst:
 - De doseerknop aan de achterkant op 2 draaien.
 - Houd de insulinepen met de naald naar boven en druk op de doseerknop.
 - Er moet een druppel insuline uit komen.
 - Indien niet => herhalen.
- Draai doseerknop op de benodigde hoeveelheid.
- Spuiten:
 - In been of buik.
 - Doseerknop geheel en rustig indrukken.
 - 10 seconden wachten.
 - Naald eruit halen.
- Naald eraf halen en in afvalbox doen.
- Opbergen: controleren of er nog genoeg insuline is voor de volgende injectie.