

Instructie Novopen 5 insuline spuiten

1. Klaarzetten voor gebruik.
 - Naaldje
 - Novopen 5
2. Handen wassen.
3. Pen 20x zwenken (alleen bij troebele insuline).
4. Naald erop doen, beschermdopjes eraf halen.
5. Bij iedere injectie eerst de doseerknop aan de achterkant uittrekken.
 - De doseerdosis op 2 te zetten.
 - Houdt de insulinepen met naald naar boven vast.
 - Druk nu op de drukknop tot u een klik hoort/voelt.
 - Er hoort een druppel insuline uit de naald te komen.
 - Indien niet -> HERHALEN.
6. Trek de doseerknop opnieuw uit en draai de doseerknop op de benodigde hoeveelheid.
7. Spuiten:
 - In buik of been.
 - Drukknop geheel en rustig indrukken totdat u een klik hoort/voelt.
 - 6 seconden wachten.
 - Naald eruit halen.
8. Naald eraf halen -> in de afvalbox doen.
9. Controleren of er voldoende insuline is voor de volgende injectie.
10. Materialen opbergen.

Hoe controleert u uw laatste dosis?

1. Trek de toedieningsknop uit en duw deze weer terug.
2. De display toont de gegevens van uw laatste toediening. Na 10 seconde gaat deze uit en reset.
3. Het getal in de display van de geheugenfunctie laat het aantal eenheden zien dat de laatste keer is geïnjecteerd. De balkjes aan de rand laten zien hoeveel hele uren voorbijgegaan zijn na uw laatste injectie. Als er 1 heel uur voorbijgegaan is, zal er 1 balkje verschijnen. Maximaal aantal balkjes is 12.

Het vervangen van de penvulling van de Novopen 5

1. Draai de penhouder met een kwartslag van de penschacht los.
2. Verwijder de lege penvulling.
3. Plaats de penvulling in de penhouder. De gekleurde dop eerst.
4. Draai de penhouder met een kwartslag vast aan de penschacht, de zwarte zuigerstang gaat daarbij vanzelf terug.