

Instructie Novopen 4 insuline spuiten

- Klaarzetten voor gebruik
 - Naaldje
 - Novopen 4
- Handen wassen.
- Pen 20x keer zwenken (alleen bij troebele insuline).
- Naald erop doen, beschermdopjes eraf halen.
- Bij iedere injectie eerst de doseerknop aan de achterkant uittrekken.
 - De doseerdosis op **2** te zetten.
 - Houdt de insulinepen met naald naar boven vast.
 - Druk nu op de drukknop tot u een klik hoort/voelt. Er hoort een druppel insuline uit de naald te komen.
 - Indien niet => HERHALEN.
- Trek de doseerknop opnieuw uit en draai de doseerknop op de benodigde hoeveelheid.
- Spuiten:
 - In buik of been.
 - Drukknop geheel en rustig indrukken totdat u een klik hoort/voelt.
 - 10 seconden wachten.
 - Naald eruit halen.
- Naald eraf halen => in de afvalbox doen.
- Controleren of er voldoende insuline is voor de volgende injectie.
- Materialen opbergen.

Het vervangen van de penvulling van de Novopen 4

- Draai de penhouder met een kwartslag van de penschacht los.
- Verwijder de lege penvulling.
- Plaats de penvulling in de penhouder. De gekleurde dop eerst.
- Draai de penhouder met een kwartslag vast aan de penschacht, de zwarte zuigerstang gaat daarbij vanzelf terug.