

One touch select plus

Het meten van de bloedglucosewaarde:

- Was en droog uw handen.
- Verwijder de dop van de prikpen door deze een kwart slag tegen de klok in te draaien en deze vervolgens recht van de pen af te trekken.
- Plaats de lancet in de prikpen, tot deze vastklikt. Draai het beschermdopje van de lancet.
- Plaats de dop terug op de pen en draai deze met de klok mee.
- Stel de prikdiepte in door aan de achterzijde van de prikpen te draaien. Hoe hoger het cijfer, hoe dieper er geprikt wordt.
- De prikpen staat nu gespannen en is klaar voor gebruik.
- Haal een teststrip uit het potje en sluit de deksel.
- De bloedglucosemeter gaat automatisch aan met het plaatsen van de teststrip.
- Als het display van uw bloedglucosemeter 'bloed opbrengen' aangeeft zet u de prikpen stevig tegen de zijkant van uw vingertop en drukt u op de witte knop.
- Plaats de bloeddruppel tegen de teststrip aan en laat het bloed de streep volledig vullen met bloed.
- Uw vinger mag van de teststrip verwijderd worden.
- Na 5 seconden verschijnt de uitslag op het display.
- Noteer de gegevens in uw diabetesdagboekje.
- Verwijder de teststrip en gooi deze bij het huisafval.
- Meter schakelt vanzelf uit.
- De teststrips zijn houdbaar tot de vervaldatum op het potje.
- Lancet verwijderen: houd de prikpen boven de naaldencontainer. Draai het kapje met een kwartslag van de prikpen af en schuif de uitwerpknop aan de achterkant van de prikpen naar voren. De naald wordt nu uitgeschoten.
- Plaats de dop weer op de prikpen.