

Instructie PCA-pomp

Op uw infuus is een pijnpomp aangesloten die u zelf kunt bedienen.

De afstandsbediening heeft een **blauwe knop**. Als het **groene lampje** knippert, kunt u op de blauwe knop drukken. U hoort dan een pieptoon en u dient zichzelf een pijnstiller toe.

U mag de pomp zo vaak als nodig gebruiken. **Overdosering** kan niet. Hier is de pomp tegen beveiligd.

Alleen u mag de pomp bedienen. Familie of bezoek mag dit niet doen.

Instructiekaartje na gebruik graag weer inleveren bij de verpleegkundige op de afdeling.

