

Instructie gebruik Savvio insulinepen

- Klaarzetten voor gebruik:
 - naaldje
 - Savvio pen
- Handen wassen.
- Pen eerst 10x rollen en dan pen 20x keer zwenken (alleen bij troebele insuline).
- Naald erop doen, beschermdopjes eraf halen.
 - De doseerdosis op **2** te zetten.
 - Houdt de insulinepen met naald naar boven vast.
 - Druk nu op de drukknop.
 - Er hoort een druppel insuline uit de naald te komen.
 - Indien niet => HERHALEN.
- Draai de doseerknop op de benodigde hoeveelheid.
- Spuiten:
 - In buik of been.
 - Drukknop geheel en rustig indrukken
 - 10 seconden wachten.
 - Naald eruit halen.
- Naald eraf halen => in de afvalbox doen.
- Controleren of er voldoende insuline is voor de volgende injectie.
- Materialen opbergen.

Het vervangen van de penvulling van de Savvio

- Draai de penhouder met een kwartslag van de penschacht los.
- Verwijder de lege penvulling.
- Plaats de penvulling in de penhouder. De gekleurde dop eerst.
- Draai de penhouder met een kwartslag vast aan de penschacht, de zwarte zuigerstang gaat daarbij vanzelf terug.