

Accu-chek Performa met fastclick

Het meten van de bloedglucosewaarde:

- Was en droog uw handen.
- Trek de dop aan de voorzijde van de prikpen af.
- Plaats de lancettenhouder met de witte kant in de prikpen.
- Plaats de dop weer op de prikpen, let daarbij op de uitsparing.
- Stel de prikdiepte in door aan de dop te draaien. Hoe hoger het cijfer, hoe dieper er geprikt wordt.
- Haal een teststrip uit het potje en sluit het deksel.
- De meter gaat automatisch aan bij het plaatsen van de teststrip.
- Zodra de teststrip met knipperende druppel bloed zichtbaar wordt, zet u de prikpen tegen de zijkant van uw vingertop en drukt de bovenkant volledig in. Houd de druppel tegen de strip aan en laat het bloed in de teststrip opzuigen.
- Na 5 seconden verschijnt de uitslag op het display.
- Noteer de gegevens in uw diabetesdagboekje.
- Verwijder de teststrip en gooi deze bij het huisafval.
- De bloedglucosemeter schakelt vanzelf uit.
- De teststrips zijn houdbaar tot de vervaldatum op het potje.
- Voor een volgende meting dient u een nieuw naaldje in de prikpen klaar te zetten. U beweegt het witte hendeltje op de prikpen naar rechts en weer terug.
- Als alle 6 lancetten gebruikt zijn, de lancettenhouder verwijderen en weggoaien. Deze lancethouder mag bij het huisvuil.