

# Instructie flexpen

- Klaarzetten voor gebruik:
  - Flexpen
  - Naald
- Handen wassen.
- In geval van troebele insuline eerst 10x rollen en dan 20x zwenken.
- Naald erop doen, beschermdopjes eraf halen.
- Bij ieder injectie eerst:
  - De doseerknop aan de achterkant op **2**.
  - Houd de insuline pen met de naald naar boven en druk op de doseerknop.
  - Er moet een druppel insuline uit te komen.
  - Indien niet, HERHALEN.
- Draai doseerknop op de benodigde hoeveelheid.
- Spuiten:
  - In buik of been.
  - Doseerknop geheel en rustig indrukken.
  - 10 seconden wachten.
  - Naald eruit halen.
- Naald eraf halen en in afvalbox doen.
- Opbergen: controleren of er nog genoeg insuline is voor de volgende injectie.