

CAPD: gebruik monsterafnamezakje bij verdenking peritonitis (= buikvliesontsteking)

Wat te doen als u klachten heeft die duiden op een buikvliesontsteking bij een CAPD behandeling?

Heeft u net een wisseling gedaan waarvan de uitloop troebel is? Bewaar deze zak, u zult naar het ziekenhuis moeten komen. Bel met de receptie van het Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn 0229-257257 en vraag naar de dialyseverpleegkundige.

Als u klachten ontwikkelt die kunnen duiden op een buikvliesontsteking, terwijl het geen tijd is voor een wisseling volgens uw schema, dan adviseren wij u om een monsterafnamezakje aan te sluiten, rechtstreeks op de PD-katheter.

Als de uitloop helder is gaat u door met de behandeling volgens uw schema. Bij aanhoudende klachten neemt u de volgende dag contact op met de PD-verpleegkundige.

Benodigheden:

- Monsterafnamezakje
- Minicap = jodiumafsluitdopje
- Handenalkohol

Uitvoering

Aansluiten:

- Werk zo schoon mogelijk volgens het trainingsboekje.
- Leg een papieren handdoekje op uw schoot.
- Haal de PD-katheter te voorschijn.
- Maak de verpakking van het monsterafnamezakje open bij het pijltje en laat het monsterafnamezakje in de verpakking zitten.
- Desinfecteer de handen met handenalkohol.
- Pak PD-katheter en het monsterafnamezakje in één hand.
- Trek de dop van het monsterafnamezakje. Leg de dop terug in de verpakking.
- Draai de minicap van de PD-katheter en leg deze op de tafel, met de opening naar boven.
- Draai het monsterafnamezakje op de PD-katheter. PD-katheter niet draaien.
- Open klem op het monsterafnamezakje.
- Draai rollerklem van de PD-katheter open.
- Houd het monsterafnamezakje lager dan de buik.
- Sluit de klem op het monsterafnamezakje, als deze vol is.
- Draai de rollerklem op de PD-katheter dicht.

Beoordeel de uitloop in het monsterafnamezakje

HELDER: dialysaat mag weer terug in de buik

- Houdt het monsterafnamezakje boven de buik.
- Tik het lucht in het zakje naar boven.
- Open de klem van het monsterafnamezakje.
- Draai de rollerklem van de PD-katheter open.

Monsterafnamezakje leeg:

- Sluit de klem van het monsterafnamezakje.
- Draai de rollerklem van de PD-katheter dicht.
- Open de minicapverpakking.
- Desinfecteer uw handen met handen alcohol.
- Draai het monsterafnamezakje van de PD-katheter en draai de minicap op de PD-katheter.

TROEBEL: dialysaat in monsterafnamezakje bewaren en meenemen naar het ziekenhuis

- Draai rollerklem op de PD-katheter dicht.
- Open de minicapverpakking.
- Desinfecteer uw handen met handen alcohol.
- Draai het monsterafnamezakje van de PD-katheter en draai de minicap op de PD-katheter.
- Zet het blauwe dopje terug op het monsterafnamezakje.

Neem contact op met de dialyseverpleegkundige

Buiten kantoortijden neemt u contact op met de receptie van het Dijklander Ziekenhuis, locatie Hoorn 0229-257257. De receptie verbindt u door met het Niercentrum of met de dienstdoende dialyseverpleegkundige.

U zult naar het ziekenhuis moeten komen als het dialysaat troebel is. Van de dialyseverpleegkundige krijgt u te horen waar u zich moet melden.

Tijdens een periode van buikvliesontsteking wordt u opgenomen. Neem toiletartikelen, medicijnen, spoellijsten en kleding voor enkele nachten mee.

Op de afdeling zijn dialysaat zakken aanwezig, hierin wordt de antibiotica gespoten.