

Connectionschild bij APD

Bij de APD behandeling (Claria) liggen de lijnen gedurende de hele nacht in bed, met kans op contaminatie en ontstaan van buikvliesontsteking. Daarom wordt er bij APD een connectionschild (= jodiumbeschermkapje) om de koppeling gebruikt.

Aansluiten

- Volg de instructies van de Claria patiëntenhandleiding totdat er “aansluiten / zie patiëntenlijn” op het display verschijnt.
- Maak de koppeling van PD-katheter en patiëntenlijn zoals u geleerd is. Denk aan handenhygiëne.
- Maak de verpakking van de connectionschild open bij het pijltje. De connectionschild ligt open in de verpakking.
- Leg de patiëntenlijn op de juiste manier in de connectionschild, precies in het randje van de connectionschild.
- Sluit de connectionschild. Niet met de vingers aan de binnenkant komen.
- Druk op de groene startknop.

Afsluiten

Afsluiten zoals u is geleerd:

- Connectionschild blijft aan patiëntenlijn zitten.
- Pak bij het afkoppelen de patiëntenlijn vast onder de connectionschild.