

Instructie gebruik Solostar

- Klaarzetten voor gebruik:
 - Naaldje
 - Solostar
- Handen wassen.
- Naaldje erop doen, beschermdopjes eraf halen.
- Bij iedere injectie eerst:
 - De doseerknop aan de achterkant op **2** draaien.
 - Houdt de insulinepen met het naaldje naar boven vast.
 - Druk op de doseerknop, er hoort een druppel insuline uit te komen.
 - Indien niet => HERHALEN.
- Draai de doseerknop op de benodigde hoeveelheid.
- Spuiten:
 - In buik of been.
 - De doseerknop geheel en rustig indrukken.
 - 10 seconden wachten.
 - Naaldje eruit halen.
- Naaldje eraf halen en in de naaldcontainer doen.
- Controleer of er voldoende insuline is voor de volgende injectie.